




## Garrot à usage unique VACUETTE® Super-T

Un nouveau garrot TRÈS PRATIQUE et TRÈS SIMPLE à utiliser !



- Usage unique
- Application facile et retrait rapide
- Protège contre la contamination croisée
- Sans latex et sans DEHP
- Boîte refermable pratique

# Le nouveau garrot **VACUETTE®** Super-T de Greiner Bio-One est TRÈS PRATIQUE et TRÈS SIMPLE à utiliser !

## Très simple.

Les produits innovants sont souvent définis par leur facilité d'utilisation et cela s'applique certainement au nouveau garrot **VACUETTE®** Super-T de Greiner Bio-One. Le produit est fabriqué à partir de silicone quasiment indéchirable. Facile à appliquer et tout aussi facile à retirer en tirant simplement d'une seule main.

## Très hygiénique.

Avec le garrot à usage unique hygiénique **VACUETTE®** Super-T, les patients sont protégés des risques de contamination croisée. L'utilisation de garrots à usage unique a prouvé sa capacité à réduire les infections nosocomiales, comme le SARM.

## Très confortable.

Le silicone élastique et souple du garrot **VACUETTE®** Super-T le rend confortable pour les patients et les matériaux utilisés évitent d'irriter la peau. Le garrot ne contient aucun composant en DEHP ni en caoutchouc naturel sec, ce qui en fait un accessoire adapté aux personnes allergiques au latex.

## Très pratique.

Les garrots **VACUETTE®** Super-T sont emballés dans une boîte distributrice pratique. Les garrots individuels sont légèrement poudrés, permettant leur retrait de la boîte en toute simplicité.

### **VACUETTE®** Super-T présente les caractéristiques suivantes :

- Facile d'utilisation
- Quasi-impossible à déchirer
- Usage unique
- Protège contre la contamination croisée
- Aide à réduire les infections nosocomiales, comme le SARM
- Matériel en silicone souple
- Agréable à utiliser pour les patients
- Sans latex et sans DEHP
- Emballage pratique
- Retrait facile de la boîte
- Légèrement poudré

### **Veillez observer les instructions d'utilisation suivantes.**

Pour un mode d'emploi plus complet, veuillez vous référer au mode d'emploi sur [www.gbo.com](http://www.gbo.com).



1 Positionnez le garrot.



2 Tirez l'extrémité opposée à travers la fente.



3 Continuez à tirer jusqu'à obtenir le niveau de tension désiré.



4 Le garrot se verrouille alors en position.



5 Relâchez le garrot en tirant sur l'extrémité fendue.



Art n°	Description	Sous conditionnement	Conditionnement
840056	Garrot à usage unique <b>VACUETTE®</b> Super-T	80 pcs.	160 pcs.